

Pflegebett Ecofit S Low

- ✓ einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug möglich
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr hohe Stabilität durch Hakenlasche
- ✓ Matratzen bis 20 cm Höhe ohne Seitengitter-Erhöhung
- ✓ niedrige Einstiegshöhe für kleinere Personen oder zur Sturzprophylaxe

Das Pflegebett Ecofit S Low ist speziell für die häusliche Pflege entwickelt. Seine hohe Funktionalität und Langlebigkeit macht es zum idealen Produkt in diesem Bereich. Die besonders niedrige Einstiegshöhe erleichtert kleineren Personen den Einstieg oder dient der Sturzprophylaxe.



Rückenteil
0 – 70°



Fußteil
0 – 30°



Höhe
220 – 640 mm



Trendelenburg
optional

Standard-Ausstattung

- 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche 90 x 200 cm mit verstellbaren Matratzenhaltern an Kopf- und Fußteil
- elektrische Höhenverstellung 220 - 640 mm
- max. Patientengewicht 185 kg, sichere Arbeitslast 220 kg
- elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 70° und Oberschenkellehne bis 30°
- Fußhochlagerung mechanisch verstellbar in 3 Positionen
- 4x Laufrollen 75 mm, einzelfeststellbar
- durchgehende Holzseitengitter (115 x 23 mm)
- Aufrichter mit Triangel-Handgriff bis 80 kg belastbar
- 24 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Notabsenkung über 9-Volt-Batterie
- Handschalter mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion
- Schutzklasse IPX4

Optionen

- Bettverlängerung um 20 cm
- Handschalter mit Trendelenburg / Antitrendelenburg Funktion
- verschiedene Dekore
- Seitengitteroptionen: durchgängiges Seitengitter aus Stahl, geteiltes Seitengitter aus Aluminium
- Holzstkleidung zur optischen Aufwertung für Ecofit S Low Plus



Modell	Liegefläche	Außenmaße
• Ecofit S Low	90 x 200 cm	212,5 x 101,5 cm
• Ecofit S Low 100	100 x 200 cm	215,5 x 111,5 cm
• Ecofit S Low 120	120 x 200 cm	215,5 x 131,5 cm

Pflegebett Ecofit S Low

Mögliche Dekore




Altmühlbuche



Weitere



Lindberg Eiche



Bella Noce Schoko

Zubehör für dieses Bett




Aufstehlife



Betttablett



Seitengittererhöhung



Infusionsständer



Bettleuchte



Wandabweissystem



Seitengitterpolster



Unterbettleuchte



Transportkorb

Wir freuen uns auf Sie!



Abkürzung zur Produktseite

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie unsere Internetseite

tecfor-care.com

Wir beantworten gerne Ihre Fragen.

Modell

Ecofit S Low

Ecofit S Low 100

HMV-Nr.

19.40.01.5003

19.40.01.5006

Pflege-HMV-Nr.

50.45.01.5001

50.45.01.5006